

# Tourniquet Laccio Emostatico



Product price:

**24,00 € tax included**

Product short description:

**Laccio Emostatico Tourniquet**

Product description:

## Laccio Emostatico Tourniquet

Il **Combat Tourniquet** è un efficace strumento che aiuta al controllo della perdita di sangue in seguito a gravi ferite.

Il **Tourniquet** può essere usato sul campo operativo, come pronto soccorso di emergenza e trattamento di emergenza pre-ospedaliero.

Dimensioni cm 14 x 3,7 cm.

Colore: Nero

Peso 130 gr.

Guarda il video come si usa il **tourniquet laccio emostatico**

Il **tourniquet** è un dispositivo medico utilizzato per interrompere il flusso di sangue da un arto o da un'estremità. È un dispositivo semplice, ma efficace, che può salvare vite umane in caso di emorragia grave.

## Come funziona un laccio emostatico ?

Un laccio emostatico funziona esercitando pressione sulla pelle e sui vasi sanguigni sottostanti. Questo impedisce al sangue di fluire dall'arto o dall'estremità ferita.

Esistono diversi tipi di lacci emostatici, ma tutti funzionano allo stesso modo. Il tipo più comune è il laccio emostatico a molla. Questo tipo di laccio emostatico è costituito da un'asta metallica con una molla all'estremità. L'asta viene avvolta intorno all'arto o all'estremità ferita e la molla viene utilizzata per stringere il laccio.

## Quando usare un laccio emostatico?

Un laccio emostatico dovrebbe essere usato solo in caso di emorragia grave. Un'emorragia grave è un'emorragia che non può essere controllata con la pressione diretta sulla ferita.

I segni di un'emorragia grave includono:

Sanguinamento abbondante o incontrollato

Pelle pallida o cianotica

Respiro affannoso

Perdita di conoscenza

Se si verifica un'emorragia grave, è importante intervenire rapidamente per fermare il flusso di sangue. Se non si dispone di un laccio emostatico, è possibile utilizzare una cintura, una sciarpa o un altro oggetto rigido per fermare l'emorragia.

## Come applicare un laccio emostatico

Per applicare un laccio emostatico, seguire questi passaggi:

Pulire la zona intorno alla ferita con un panno pulito.

Avvolgere l'asta del laccio emostatico intorno all'arto o all'estremità ferita, posizionandolo circa 2,5 cm sopra la ferita.

Stringere il laccio emostatico fino a fermare l'emorragia.

Posizionare un oggetto morbido, come un panno o un guanto, sotto il laccio emostatico per proteggere la pelle.

Annodare il laccio emostatico in modo che non si allenti.

## Quando rimuovere un laccio emostatico

Un laccio emostatico dovrebbe essere rimosso solo da un operatore sanitario qualificato. La rimozione del laccio emostatico troppo presto può causare un'emorragia ricominciata.

Se si è costretti a rimuovere un laccio emostatico da soli, seguire questi passaggi:

Rallentare la pressione esercitata dal laccio emostatico, girando la manopola o la leva di rilascio.

Rimuovere il laccio emostatico lentamente, facendo attenzione a non causare un'emorragia.

Applicare pressione diretta sulla ferita per almeno 5 minuti.

Se l'emorragia si ripresenta, applicare un nuovo laccio emostatico.

### **Rischi legati all'uso di un laccio emostatico**

L'uso di un laccio emostatico può comportare alcuni rischi, tra cui:

Danni ai tessuti: il laccio emostatico può comprimere i tessuti circostanti, causando danni.

Ischemia: l'ischemia è una condizione in cui la mancanza di ossigeno causa danni ai tessuti. L'ischemia può essere causata da un laccio emostatico che viene applicato troppo stretto o per troppo tempo.

Infezione: il laccio emostatico può favorire la diffusione di germi e causare un'infezione.

Per ridurre questi rischi, è importante applicare il laccio emostatico correttamente e rimuoverlo solo quando è necessario.